



# DIAGNOSTIC

## Fauteuil MED4

Fauteuil rotatoire électronique

**Synapsys a conçu le fauteuil MED4 pour la pratique ORL afin de compléter les examens VNG avec le test cinétique rotationnel.**

### AVANTAGES

*Il permet le calcul de :*

- gain vestibulaire
- la phase
- la symétrie
- les constantes de temps

*Il propose une large gamme de tests cinétiques :*

- divers tests sinusoïdaux (profils SHA, pendulaire amorti)
- multifréquences (sweep)
- multi-tours (step velocity)
- stimulateurs départ-arrêt brusque (créneaux)

Son ergonomie assure le **confort** et la **sécurité** du patient lors de la réalisation des tests à moyennes fréquences.

Le MED4 permet différentes positions du patient et peut donc être utilisé pour plusieurs examens vestibulaires complémentaires au test cinétique.



### OPTIONS:

Harnais de sécurité

### PRODUITS ASSOCIÉS:

VNG Ulmer

### CONNECTIVITÉ:

Le MED4 peut être piloté par le VNG ou utilisé manuellement.

