



# DIAGNOSTIC - RÉÉDUCATION

## Verticale visuelle subjective

Détection des dysfonctionnements otolithiques

*La VVS Synapsys permet de tester un patient sur sa capacité à percevoir la verticalité et l'horizontalité.*


### AVANTAGES

La VVS peut être utilisée avec différents équipements Synapsys comme le VNG Ulmer ou le D-VNS.

La SVV peut également être utilisée de manière autonome.

C'est un test simple et rapide qui ne nécessite que peu de matériel.

Le logiciel VVS calcule l'angle de déviation entre la valeur angulaire verticale réelle et la perception du patient. Ce test simple et rapide vient compléter la gamme d'exams du VNG.



### OPTIONS :

- Télécommande
- Manette GamePad

### ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES :

- Lunettes Goggles Flex
- Mousse de remplacement pour lunettes
- Obturateurs pour champ de vision limité

### PRODUITS ASSOCIÉS:

- VNG Ulmer
- D-VNS

### CONNECTIVITÉ:

Peut être utilisée sur PC Windows, écran TV, vidéoprojecteur ou moniteur vidéo selon l'équipement avec lequel elle est utilisée.

