



### PRODUITS ASSOCIÉS :

- VNG Ulmer
- D-VNS
- NystaLab
- Nystagview
- E-Scope

### CERTIFICATIONS :

- Conformité CE
- Non disponible aux USA

### ÉLÉMENTS INCLUS :

- Fauteuil TKM
- Repose-pieds
- Appui-tête
- Ceinture de sécurité

### STANDARDS :

- Dispositif médical de la Classe I (Directive 93/42/EEC)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

<b>Poids</b>	~80 kg
<b>Dimensions</b>	175*140*72 cm
<b>Ceinture de sécurité</b>	Intégrée
<b>Inclinaison du siège</b>	De 80° à 160°
<b>Appui-tête</b>	Ajustable
<b>Repose-pieds</b>	Ajustable
<b>Frein</b>	Manuel
<b>Mousse</b>	Bultex épaisseur 4 cm
<b>Système rotatoire</b>	Par butée à bille et roulements coniques
<b>Rotation manuelle</b>	Libre, gérée par débrayage aux pieds