



DIAGNOSTIC

Variotherm, Varioair

FICHE TECHNIQUE

VARIO THERM :

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES :

- Pré-filtre à eau pour unités ORL
- Détartreur autonettoyant
- Embout en téflon pour stimulation calorique
- Tige d'irrigation courte, 80mm
- Tige d'irrigation longue, 110 mm
- Disque anti éclaboussures, plexiglas
- Tuyau d'arrivée d'eau, rallonge
- Tuyau d'évacuation d'eau

- Embouts silicone
- Joint du disque anti éclaboussures
- Cartouche filtre pour filtre à eau
- Filtre stérile
- Filtre speedflow

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

- VNG Ulmer

STANDARDS :

- Dispositif médical de la Classe IIa (Directive 93/42/EEC)
- EN60601-1

CERTIFICATIONS :

- Conformité CE
- Non disponible aux USA

ÉLÉMENTS INCLUS :

- Variotherm + appareil de base
- Poignée de rinçage
- Tuyau double
- Filtre à eau complet
- Tuyau d'arrivée
- Tuyau d'évacuation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Tension	220-240 V +- 10% 50-60 Hz Alimentation spéciale : 100-127 V +- 10% 50-60 Hz
Consommation	1.500 W
Température de l'eau	20°C - 47°C
Débit	Jusqu'à 500 ml/min
Précision	+ - 0.6°C + - ½ Digit
Connexion	Connexion par prise Egalisation du potentiel Alimentation en eau G ¾" pas de vis extérieur Evacuation de l'eau G ¼" pas de vis extérieur Connexion pour tuyau double flux
Dimensions	14.4*37*32 cm
Poids	5.5 kg



DIAGNOSTIC

Variotherm, Varioair

FICHE TECHNIQUE

VARIOAIR :

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES :

- Embouts silicone
- Filtre à air
- Silencieux

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

- VNG Ulmer

ÉLÉMENTS INCLUS :

- Varioair 3 unité de base
- Câble d'alimentation
- Poignée avec câble d'amenée

STANDARDS :

- Dispositif médical de la Classe IIa (Directive 93/42/EEC)
- EN 60601-1: 1990 + A1:1993 + A2:1995 ; EN 60601-1-2: 1993 (EMV / EMC)

CERTIFICATIONS :

- Conformité CE
- Non disponible aux USA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation	100-240 V +- 5% 50-60 Hz
Consommation	Max 85 W
Précision	0.5 °C +- ½ Digit
Raccordements	Connexion par prise Sortie de guidage pour nystagmographe Egalisation du potentiel Raccordement pistolet Entrée d'air
Dimensions	14.4*37*32 cm
Poids	~3.7 kg