



DIAGNOSTIC - RÉÉDUCATION

VVIB3F - Vibrateur vestibulaire

Détection du nystagmus induit par vibration

Le VVIB3F est conçu pour détecter le nystagmus induit par vibrations (NIV). Il permet de détecter les dysfonctionnements vestibulaires unilatéraux et en particulier les déficits compensés.

AVANTAGES

- Test rapide et fiable
- Confort patient : test indolore
- Adaptabilité : 3 fréquences disponibles (30 Hz, 60 Hz et 100 Hz)
- Compatible avec plusieurs équipements Synapsys

Le VVIB3F permet d'établir un examen complet grâce aux trois fréquences disponibles.



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES :

- Mousses pour la tête du vibrateur

PRODUITS ASSOCIÉS :

- VNG Ulmer
- D-VNS
- NystaLab
- Nystagview
- E-scope

CONNECTIVITÉ:

Le VVIB3F nécessite un branchement secteur uniquement. Il peut être utilisé avec plusieurs systèmes Synapsys (vidéonystagmographie et vidéonystagmoscopie) qui permettront d'observer ces mouvements sur écran.

