



DIAGNOSTIC - RÉÉDUCATION

TKM

FICHE TECHNIQUE

PRODUITS ASSOCIÉS :

- VNG Ulmer
- D-VNS
- NystaLab
- Nystagview
- E-Scope

CERTIFICATIONS :

- Conformité CE
- Non disponible aux USA

ÉLÉMENTS INCLUS :

- Fauteuil TKM
- Repose-pieds
- Appui-tête
- Ceinture de sécurité

STANDARDS :

- Classe I (Décret 95-282 du Code la Santé Publique)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Poids	~80 kg
Dimensions	175*140*72 cm
Ceinture de sécurité	Intégrée
Inclinaison du siège	De 80° à 160°
Appui-tête	Ajustable
Repose-pieds	Ajustable
Frein	Manuel
Mousse	Bultex épaisseur 4 cm
Système rotatoire	Par butée à bille et roulements coniques
Rotation manuelle	Libre, gérée par débrayage aux pieds