



DIAGNOSTIC - RÉÉDUCATION SPS STATIQUE

Plateforme de posturographie statique

La SPS Statique permet de quantifier l'équilibre statique d'un patient et d'évaluer les entrées somato-sensorielles, visuelles et vestibulaires d'un patient.

AVANTAGES

Elle offre une gamme importante de protocoles (BOS, bilan de Romberg, bilan d'évaluation vestibulaire stimulé).

La SPS permet également d'établir un programme de rééducation personnalisé et offre différents exercices (stabilisation, transfert d'appui, mise en charge et contrôle postural) visant à l'évolution du patient.

La SPS est dotée de différents outils permettant de stimuler chaque entrée sensorielle avec de nombreux éléments perturbateurs.

La SPS Statique est évolutive vers la version complète : SPS Dynamique.



DERNIÈRE VERSION LOGICIELLE :

- 5 nouveaux jeux 3D de rééducation (en contrôle postural)
- Cas cliniques en accès libre depuis le logiciel
- Guide de rééducation intégré pour vous accompagner dans votre pratique quotidienne

OPTIONS :

- Barres de sécurité
- Positionneur de pied
- Plateforme de Bessou

CONNECTIVITÉ :

- Disponible sur PC Windows
- Vidéo projecteur nécessaire