



DIAGNOSTIC - RÉÉDUCATION

Fauteuil TKM

Fauteuil rotatoire mécanique

Le fauteuil TKM permet d'agir efficacement sur le réflexe vestibulo-oculaire. C'est un outil très adapté à la rééducation des troubles de l'équilibre et convenant également à des pratiques de diagnostic.

AVANTAGES

- Rotations très rapides et très lentes possibles
- Confort patient
- Possibilité de bloquer le fauteuil en position médiane pour une installation patient en toute sécurité
- Réglages simples et précis, manipulation simple
- Inclinaison horizontale possible grâce au mécanisme du dossier
- Appui-tête et repose-pied réglables

Le TKM est un fauteuil rotatoire manuel permettant l'analyse et la rééducation des troubles de l'équilibre.



PRODUITS ASSOCIÉS :

- VNG Ulmer
- D-VNS
- NystaLab
- Nystagview
- E-scope

