



RÉÉDUCATION OPTOTEST

Boule de stimulation optocinétique 360°

La boule optocinétique permet de projeter dans une pièce sombre des stimuli visuels sur les murs.

AVANTAGES

Mobilité sur 3 axes :

- Rotation avant-arrière
- Rotation Gauche-Droite
- Rotation combinées

Champ visuel 360° :

La sphère percée au centre de laquelle se situe une source lumineuse permet le champ visuel sans limite.

Logiciel :

- Logiciel simple à utiliser
- Programme commun d'utilisation
- Base de données patients

Placement sur table ou fixation plafond

OPTIONS :

- Kit de fixation plafond
- Logiciel de pilotage

