



DIAGNOSTIC - RÉÉDUCATION

Nystagview, E-scope

Systèmes de scopie

Les systèmes de scopie Synapsys sont dédiés à l'observation des mouvements oculaires (horizontaux, verticaux et torsionnels), que le nystagmus soit spontané ou induit par stimuli.

AVANTAGES

- Appareils adaptés à de nombreux tests de contrôle du nystagmus (spontané, tests de position et tests positionnels, nystagmus induit par vibration, fixation, head shaking test, manœuvres VPPB, tests caloriques)
- Détection rapide des troubles
- Idéal pour débiter l'exploration fonctionnelle
- Obscurité totale et champ de vision ajustable
- Masque adaptable pour les enfants
- Confort patient (légèreté, mousses et sangle ajustable)
- Position de caméra réglable

Masque utilisé avec de nombreux équipements Synapsys : outil évolutif au cours de votre perfectionnement.



SYSTÈME E-SCOPE



SYSTÈME NYSTAGVIEW

PRODUITS ASSOCIÉS :

- Caméra VNS3X
- WVIB3F

CONNECTIVITÉ :

- Le système Nystagview est disponible sur moniteur vidéo.
- Le système E-scope est disponible sur PC Windows (connexion USB) ou MacOS (avec le logiciel VideoGlide).

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES :

Lunettes Goggles Flex

OPTIONS :

Deuxième caméra : mode bi-oculaire (pour le système Nystagview uniquement)