



DIAGNOSTIC - RÉÉDUCATION

# VVIB3F - Vibrateur vestibulaire

Détection du nystagmus induit par vibration

**Le VVIB3F est conçu pour détecter le nystagmus induit par vibrations (NIV).  
Il permet de détecter les dysfonctionnements vestibulaires unilatéraux et en particulier les déficits compensés.**

## AVANTAGES

- Test rapide et fiable
- Confort patient : test indolore
- Adaptabilité : 3 fréquences disponibles (30 Hz, 60 Hz et 100 Hz)
- Compatible avec plusieurs équipements Synapsys

Le VVIB3F permet d'établir un examen complet grâce aux trois fréquences disponibles.



## CONSOMMABLES :

- Mousses jetables pour la tête du vibreur

## PRODUITS ASSOCIÉS :

- VNG Ulmer
- D-VNS
- NystaLab
- Nystagview
- E-scope

Le VVIB3F peut être utilisé en association (mais sans connexion particulière) avec plusieurs systèmes Synapsys (vidéonystagmographie et vidéonystagmoscopie) qui permettront d'observer ces mouvements sur écran.

## CONNECTIVITÉ:

Le VVIB3F nécessite un branchement secteur uniquement.

